

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-406	REFERENCIA PS/MJF/123572
PRODUCTO Aplicación Dexcom G7 para iOS. UDI: 00386270001863. Aplicación Dexcom G7 para Android. UDI: 00386270001870. Aplicación Dexcom G7 Watch iOS. UDI: 00386270005168.	
FINALIDAD PREVISTA Aplicación del sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom G7.	
VERSION SOFTWARE 2.8 y anteriores	
FABRICANTE Dexcom Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Dexcom España, Av. de Aragón, 330, San Blas-Canillejas, 28022 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de software de la aplicación Dexcom G7 para iOS/Android y de la aplicación Dexcom G7 Watch iOS, debido a la posibilidad de que la aplicación finalice la sesión del sensor cuando se produce un error en el transmisor sin haber mostrado previamente la alerta «El sensor falló» para avisar al usuario.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Nota informativa PS, 45/2025	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

